



Probenlagerung bis zum Transport

bei **Raumtemperatur** (empfindliche Keimarten können bei 5 °C absterben!)

- **Blutkulturen**
- **Aspirate / Punktate** von normalerweise sterilen Körperflüssigkeiten einschließlich **Liquores**
- **Eiter, (Wund-)Sekrete**
- **Biopsate / Gewebeproben** in 0,9 % NaCl-Lsg.
- **Abstrichtupfer** und **Katheterspitzen in Transportmedium**

bei **5 °C im Kühlschrank**

- **Untersuchungsgut mit Begleitflora** (z.B. Sputum, Bronchialsekret, Stuhl)
- **Untersuchungsgut, bei dem die Keimzahl von Bedeutung ist** (z.B. Urin, BAL)
- **Serum für serologische Untersuchungen** (möglichst kein Vollblut!)